

# FICHA MESTRE DE PRODUTO — CM-LED

## 1. Identificação do Produto

|                                             |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Família do Produto                          | Fonte de Luz LED                                                                                                                                          |
| Nome Comercial / Modelo                     | CM-LED                                                                                                                                                    |
| Código no Sapiens (Produto)                 | FNT0001                                                                                                                                                   |
| Derivação (variantes)                       | 001 — "Fonte de Luz Led - CM-LED - CONFIANCE"                                                                                                             |
| Código de N° de Série (prefixo)             | LEDT                                                                                                                                                      |
| Convenção de N° de Série                    | LEDT-<ano-AAAA><mês-MM>-<sequência><br>Exemplo de lote: <b>LEDT-202512-7</b> (CM-LED, dezembro/2025, série 7)                                             |
| Aplicação Clínica                           | Iluminação por LED para procedimentos endoscópicos e cirúrgicos (saída padrão Storz Touch para cabo de fibra óptica)                                      |
| Registro/Notificação ANVISA                 | <b>80337650008</b> (conforme tabela mestre do Manual de Conciliações)                                                                                     |
| Data de Concessão / Validade                | <b>INDERTERMINADO</b>                                                                                                                                     |
| Aplicabilidade UDI (RDC 591/2021)           | A implementação ainda não foi realizada                                                                                                                   |
| Etiqueta de Segurança Compulsório (Inmetro) | <input checked="" type="checkbox"/> Aplicável — "Executar a instalação da etiqueta de certificação INMETRO" está presente na inspeção final do Estágio 40 |

## 2. Dados do Fabricante e Responsáveis

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Razão Social        | Confiance Medical Produtos Médicos S.A.                            |
| CNPJ                | 05.209.279/0001-31                                                 |
| Endereço da Fábrica | Rua Bela, 852, São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20930-380 |

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Telefone</b>                 | (21) 3293-1650                      |
| <b>Responsável Técnico (RT)</b> | Samara Campos — CREA RJ: 2019108911 |
| <b>Responsável Legal</b>        | Cristiano Mendes Brega              |

### 3. Etiqueta Externa do Produto Acabado

| Campo da Etiqueta        | Conteúdo Padrão                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Logo / Cabeçalho         | Confiance Medical                                                  |
| Fabricante               | Confiance Medical Produtos Médicos S.A.                            |
| Endereço                 | Rua Bela, 852, São Cristóvão, Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20930-380 |
| CNPJ                     | 05.209.279/0001-31                                                 |
| Nome Comercial / Família | FONTE DE LUZ LED                                                   |
| Modelo                   | CM-LED                                                             |
| Nº de Série              | Conforme convenção do item 1 (ex.: LEDT-202512-7)                  |
| Registro ANVISA          | 80337650008                                                        |
| Data de Fabricação       | Igual à data de emissão da OP — neste lote: 09/12/2025             |
| Validade                 | <input checked="" type="checkbox"/> INDETERMINADO                  |
| Responsável Técnico      | Samara Campos — CREA RJ: 2019108911                                |
| Responsável Legal        | Cristiano Mendes Brega                                             |
| Instruções de Uso        | Remete ao Manual de Instruções                                     |
| UDI / DataMatrix         | A implementação ainda não foi realizada                            |

### 4. Acessórios Aplicáveis ao Modelo

Conforme conferido na inspeção de embalagem (Insp. 118406 / Estágio 50) e na Relação de Componentes (RC 6.675), o CM-LED é embalado com apenas **2 acessórios obrigatórios**.

| # | Descrição do Acessório              | Código Sapiens | Obr. / Opc. | F / Fo | Estéril? | Identificação do Lote           | Observações                                                                     |
|---|-------------------------------------|----------------|-------------|--------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cabo de Força Padrão Brasil — 1,8 m | CBR0038        | Obr.        | Fo     | Não      | Lote 003480121125001 (RC 6.675) | Item de prateleira; etiqueta com Lote, Data Fab. = N/A, Validade Indeterminada. |
| 2 | Cabo SCM                            | ACE0004        | Obr.        | F      | Não      | Série CSCM-202512-26 (RC 6.675) | Acessório fabricado pela Confiance — etiqueta deve trazer Data de Fabricação.   |

Legenda: **F** = Confiance é Fabricante (exigir Data de Fabricação na etiqueta); **Fo** = Fornecedor (Data de Fabricação pode ser N/A).

## 5. Roteiro de Produção — Mapeamento para o FORM-GQ-0047

| Item do FORM-GQ-0047                  | Marcação Esperada | Justificativa quando N/A                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Separação de Componentes (Estágio 5)  | <b>SIM</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Preparação de Componentes (Estágio 7) | <b>N/A</b>        | Roteiro do CM-LED Derivação 001 não contém estágio dedicado de Preparação de Componentes (a montagem de cabos é consolidada na Preparação de Gabinete). Porém, poderão haver outras derivações que contém essa etapa e, por isso, deverá ser relatado um ponto de atenção nesses casos. |
| Montagem (estágio dedicado)           | <b>N/A</b>        | Não aplicável a este produto.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fechamento da Tela                    | <b>N/A</b>        | Não aplicável a este produto.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Preparação de Gabinete (Estágio 20)   | <b>SIM</b>        | Inclui vedação de frestas, fixação de display, módulo de LED, painel mole, ventoinhas, conectores SCM, painel traseiro.                                                                                                                                                                 |

|                                           |            |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fechamento e Acabamento Gabinete Plástico | <b>N/A</b> | Gabinete metálico.                                                                                                      |
| Montagem Eletrônica (Estágio 30)          | <b>SIM</b> | Conexão de cabos AC, módulo LED, fototransistor, display, SCM, ventoinhas; programação e teste preliminar.              |
| Programação (firmware)                    | <b>N/A</b> |                                                                                                                         |
| Gravação (firmware)                       | <b>N/A</b> |                                                                                                                         |
| Finalização (Estágio 40)                  | <b>SIM</b> | Inclui CQ Final com testes de segurança elétrica e luminosidade.                                                        |
| Controle de Qualidade do produto acabado  | <b>SIM</b> |                                                                                                                         |
| Embalagem (Estágio 50)                    | <b>SIM</b> |                                                                                                                         |
| Conciliação da Produção (Estágio 60)      | <b>SIM</b> |                                                                                                                         |
| Verificação da rotulagem                  | <b>SIM</b> |                                                                                                                         |
| OP de Reprocesso                          | <b>N/A</b> | OP tipo N (Normal). Marcar SIM apenas se houver reprocesso, ou seja, deverá ser incluída a OP de reprocesso na análise. |
| RNCs associados                           | <b>N/A</b> | Marcar SIM se houver RNC vinculada ao nº de série / OP, ou seja, deverá ser incluído o RNC na análise..                 |

**Tempo médio esperado:** Não existe um tempo médio esperado, pois quando existem pausas durante uma operação, o operador faz a pausa e o que conta é o Tempo (M) na OP. Mais pra frente no projeto, obtendo um histórico de uma variedade considerável de OPs analisadas, será possível evidenciar o tempo médio de cada operação e trazer pontos de atenção para operações que destoam do período médio considerado.

## 6. Inspeções e Critérios de Aceitação

---

| Estágio                     | Critério de Aceitação                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 — Preparação de Gabinete | Se todas as medições estiverem dentro do limite especificado: Aprovado. Para casos que não tenha medições, verificar se está com o Status Aprovado. Se não estiver, está errado. |
| 30 — Montagem Eletrônica    | Se todas as medições estiverem dentro do limite especificado: Aprovado. Para casos que não tenha medições, verificar se está com o Status Aprovado. Se não estiver, está errado. |
| 40 — Finalização (interm.)  | Se todas as medições estiverem dentro do limite especificado: Aprovado. Para casos que não tenha medições, verificar se está com o Status Aprovado. Se não estiver, está errado. |
| 40 — CQ Final               | Se todas as medições estiverem dentro do limite especificado: Aprovado. Para casos que não tenha medições, verificar se está com o Status Aprovado. Se não estiver, está errado. |
| 50 — Embalagem              | Se todas as medições estiverem dentro do limite especificado: Aprovado. Para casos que não tenha medições, verificar se está com o Status Aprovado. Se não estiver, está errado. |
| 60 — Conciliação            | Se todas as medições estiverem dentro do limite especificado: Aprovado. Para casos que não tenha medições, verificar se está com o Status Aprovado. Se não estiver, está errado. |

## 7. Relação de Componentes (BOM)

| Código Sapiens | Descrição                         | Tipo de Controle | Observação                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACE0005        | Módulo de LED (interno)           | Série            | Conjunto fabricado pela Confiance (prefixo MLED-AAAAMM-N). Crítico para desempenho essencial (luminosidade). |
| CKP0020        | CKT Placa Mãe LED                 | Série            | Prefixo PML-AAAAMM-N. Crítico (controle e segurança elétrica).                                               |
| CKP0061        | CKT Aparador frontal Fonte de Luz | Série            | Prefixo CAF-AAAAMM-N. Contém fototransistor para realimentação da intensidade.                               |
| CKP0045        | CKT Aterramento chave L/D         | Série            | Prefixo CACH-AAAAMM-N.                                                                                       |

|         |                                                         |      |                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| DIS0004 | Display Gráfico<br>FP056VIA04-00R 5,6"                  | Lote | Comum a vários produtos da família.                       |
| FIL0006 | Módulo de Entrada de<br>Potência c/ Filtro 1A<br>5220   | Lote | Crítico para EMC e segurança elétrica.                    |
| VEN0008 | Ventoinha 12V Q90SD4<br>(2 unidades)                    | Lote | Crítico para refrigeração do módulo LED.                  |
| INT0008 | Interruptor Elétrico<br>Corpo Aço Inox                  | Lote | Comum a vários produtos da família.                       |
| CCI0020 | PIC 18F4685 - IMP                                       | Lote | Microcontrolador principal — rastreabilidade de firmware. |
| GAB0050 | Gabinete com Rack<br>sem pintura                        | Lote | Compartilhado com outros produtos da linha.               |
| PCU0005 | Adaptador Storz Touch<br>0Z00186                        | Lote | Interface mecânica para o cabo de fibra óptica.           |
| PDA0003 | Painel Traseiro de<br>Alumínio Fonte de Luz<br>(120007) | Lote | Específico do CM-LED.                                     |
| PMB0046 | Painel de Membrana<br>CMLED Touch V.2                   | Lote | Frontal — específico do CM-LED.                           |
| PMB0032 | Painel de Membrana<br>Traseiro Fonte de Luz<br>Touch    | Lote | Específico do CM-LED.                                     |

## 9. Regras de Negócio Específicas do Modelo

| # | Regra / Particularidade                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Convenção do nº de série utiliza prefixo "LEDT" + ano-AAAA + mês-MM + sequência.                 |
| 2 | Embalagem contém apenas 2 acessórios obrigatórios: Cabo de Força (CBR0038) e Cabo SCM (ACE0004). |

|   |                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | O Módulo de LED (ACE0005) é tratado como "Acessório" no Sapiens (depto ES) porém é <b>componente interno</b> , não é embalado solto. Atenção para não conferir como acessório na embalagem. |
| 4 | O CM-LED utiliza o mesmo gabinete (GAB0050) que o Insuflador, porém painel traseiro específico (PDA0003) e painel mole específico (PMB0046 frontal / PMB0032 traseiro).                     |

---