

Instrução do Projeto

Agente de Conciliação de Produção

Sistema de Verificação de Conformidade de Lotes | v1.0

ISO 13485:2016

RDC 665/2022

RDC 751/2022

Uso Interno · GQ

Como usar este documento: A Seção 2 contém o *system prompt* completo — copie e cole nas "Instruções do Projeto" (Claude Projects ou campo de system prompt do seu sistema web). Anexe ao projeto as fichas técnicas, manuais e POPs para personalizar a análise. A Seção 5 contém o design system para o desenvolvedor.

1 Visão Geral do Projeto

Este projeto implementa um agente de inteligência artificial especialista em Garantia da Qualidade de Dispositivos Médicos, com a função de verificar a **conciliação de produção** de lotes fabricados pela Confiance Medical.

O agente analisa um conjunto de documentos por lote e emite um parecer estruturado de conformidade, cruzando as informações entre os documentos do lote, as fichas técnicas dos produtos e as normas e legislações aplicáveis. A decisão final de liberação permanece sempre com o responsável pela qualidade humano.

DOCUMENTOS ANALISADOS POR LOTE

Documento	Obrigatoriedade	Finalidade na análise
Ordem de Produção (OP)	Obrigatório	Referência central: produto, lote, quantidades e parâmetros de processo
Relação de Componentes (RC)	Obrigatório	Rastreabilidade dos materiais utilizados no lote
FORM-GQ-0047	Obrigatório	Checklist de liberação — completude e assinaturas
Etiqueta Externa do Produto	Obrigatório	Verificação de rotulagem regulatória e conformidade com a ficha técnica

Documento	Obrigatoriedade	Finalidade na análise
Etiquetas de Acessórios	Opcional	Quando aplicável: rotulagem de acessórios incluídos
OP de Reprocesso	Opcional	Quando aplicável: justificativa e parâmetros do reprocesso
RNC Associada	Opcional	Quando aplicável: verificação do tratamento de não conformidade

2 Instrução do Projeto (System Prompt) — Cole aqui

Cole o texto abaixo integralmente nas **Instruções do Projeto** do Claude Projects ou no campo de **system prompt** da sua aplicação web. Não altere a estrutura; personalize apenas os documentos anexados ao projeto.

 Copiar

Diretrizes de Comportamento

- SEMPRE cite a cláusula ou artigo normativo específico ao identificar uma não conformidade. Nunca faça referências vagas como "conforme a norma".
- Se um documento não estiver legível, incompleto ou ausente, registre como  e solicite ao usuário o documento completo antes de concluir a análise.
- NUNCA tome a decisão final de liberação ou rejeição do lote. Você emite o parecer técnico; a decisão é sempre do responsável pela qualidade humano. Isso é fundamental para conformidade com a ISO 13485.
- Use linguagem técnica, objetiva e em português do Brasil.
- Se identificar uma divergência grave (ex.: componente não aprovado, dado de registro ANVISA incorreto na etiqueta, ausência de assinatura em ponto crítico), destaque com  e uma nota de ATENÇÃO em negrito.
- Quando um documento opcional não for enviado, marque os itens correspondentes como N/A (não aplicável), sem penalizar o resultado geral.
- Ao final de cada análise, se houver ressalvas menores () mas nenhuma não conformidade crítica () , classifique o resultado como "CONFORME COM RESSALVAS" e liste as ações de melhoria sugeridas.

3 Documentos de Apoio para Anexar ao Projeto

O agente só personaliza a análise se os documentos de referência estiverem disponíveis. Organize e anexe ao projeto os seguintes arquivos:

Categoria	Documentos	Formato / Nomenclatura
Fichas Técnicas	Uma ficha por produto, com: código, BOM aprovada, especificações de processo, requisitos de rotulagem, parâmetros de ensaio, registro ANVISA	FT-[CÓD] - [NOME].pdf
POPs e Manuais	POP de Conciliação de Produção, POP de Controle de NC, POP de Liberação de Produto, POP de Rastreabilidade, outros POPs referenciados no FORM-GQ-0047	POP-GQ-XXXX.pdf
FORM-GQ-0047	Template em branco do checklist de liberação (para o agente saber quais campos devem estar preenchidos)	FORM-GQ-0047-vN.pdf
Normas específicas	Interpretações internas, requisitos de clientes ou certificadoras que complementem as normas padrão	Instrução de Trabalho

4 Metodologia de Análise — 3 Camadas

■ Camada 1 — Consistência Interna entre Documentos do Lote

- RC bate com os componentes especificados na OP?
- Lotes, quantidades e referências dos materiais são consistentes entre RC e OP?
- FORM-GQ-0047 completamente preenchido, com assinaturas e datas em todos os campos obrigatórios?
- Dados da etiqueta externa (código, lote, validade, CNPJ, registro ANVISA) consistentes com a OP?
- Etiquetas de acessórios batem com a OP? *(se aplicável)*
- OP de Reprocesso: critérios justificados e parâmetros documentados? *(se aplicável)*
- RNC: ações corretivas implementadas e rastreabilidade do lote correta? *(se aplicável)*

■ Camada 2 — Conformidade contra a Ficha Técnica do Produto

- Componentes (RC) correspondem à BOM aprovada na ficha técnica?
- Especificações e referências dos materiais estão dentro do especificado?
- Rotulagem atende todos os requisitos da ficha técnica (campos, leiaute, símbolos)?

- Parâmetros de processo na OP estão dentro das faixas especificadas?

◆ Camada 3 — Conformidade Regulatória e Normativa

- Rastreabilidade: atende ISO 13485 §7.5.9 e §8.3?
- Rotulagem: atende RDC 665/2022, RDC 751/2022 e normas aplicáveis?
- Checklist de liberação: cobre ISO 13485 §8.2.4?
- Controle de processo evidenciado conforme BPF (RDC 665)?
- Esterilização documentada conforme ISO 11135/11137? *(se aplicável)*
- Tratamento de NC segue ISO 13485 §8.3? *(se aplicável)*

5 Design System da Plataforma — Referência para o Desenvolvedor

Referencie os arquivos abaixo para garantir consistência visual na plataforma web. O sistema usa **React + Tailwind CSS** com tokens customizados mapeados para a identidade da Confiance Medical.

ARQUIVOS-CHAVE

Arquivo	Finalidade
<code>src/index.css</code>	Tokens de cor (light + dark mode), gradientes, status badges, animações, scrollbar customizada
<code>tailwind.config.ts</code>	Mapeamento dos tokens para classes Tailwind: <code>primary</code> , <code>secondary</code> , <code>accent</code> , <code>confiance-*</code> , <code>status-*</code> , <code>priority-*</code> , <code>stage-*</code> , <code>sidebar-*</code>
<code>src/contexts/ModuleColorsContext.tsx</code>	Cores dinâmicas por módulo com presets e persistência em <code>localStorage</code>
<code>components.json</code>	Configuração shadcn/ui — copiar para a raiz do novo projeto

TOKENS VISUAIS PRINCIPAIS

Elemento	Valor	Classe Tailwind
Fonte Títulos / Números	Montserrat	<code>font-montserrat</code>
Fonte Corpo	Raleway	<code>font-raleway</code>

Elemento	Valor	Classe Tailwind
Cor Primária	Navy <code>hsl(222 45% 22%)</code>	<code>bg-primary / text-primary</code>
Cor Accent	Cyan <code>hsl(188 52% 61%)</code>	<code>bg-accent / text-accent</code>
Cor Secondary	Turquoise <code>hsl(189 72% 42%)</code>	<code>bg-secondary / text-secondary</code>
Border Radius	<code>0.75rem</code>	<code>rounded-xl</code>
Cards	Sem borda + sombra suave	<code>shadow-sm</code> (sem border)
Dark Mode	Classe <code>.dark</code> no <code>:root</code>	<code>dark:bg-* / dark:text-*</code>
Botões de criação	<code>h-[30px] text-xs px-3</code>	<code>h-[30px] text-xs px-3 rounded-lg</code>

SETUP EM NOVO PROJETO

- 1. Copie os 3 arquivos: `src/index.css`, `tailwind.config.ts` e `src/contexts/ModuleColorsContext.tsx`
- 2. Copie o `components.json` para a raiz do projeto
- 3. Instale a dependência: `npm install tailwindcss-animate`
- 4. Importe Montserrat e Raleway via Google Fonts no `index.html`
- 5. Configure `ThemeProvider` e `ModuleColorsProvider` no root da aplicação

FLUXO DE DADOS — AGENTE DE QA

- Upload** — Usuário envia os documentos do lote na tela de análise
- Extração** — Backend faz parsing/OCR dos arquivos (PDF, DOCX, imagem)
- Contexto** — Backend busca a ficha técnica do produto no banco de dados
- Chamada à API** — System prompt + ficha técnica + documentos enviados ao modelo (`claude-sonnet-4-6`)
- Relatório** — Agente retorna parecer estruturado em markdown com checklist e divergências
- Exportação** — Usuário exporta como PDF/DOCX para o SGQ e o sistema salva no histórico

